

IONIC WHITE - Fénnyel aktivált fogfehérítő rendszer

Gratulálunk! Megtette az első lépést egy csillogóbb, fehérebb mosolyért!

Az Ionic White az otthoni fogfehérítés egyik legegyszerűbb, leggyorsabb és leghatékonyabb módja. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki Ionic White fogfehérítőjéből!

És íme a legjobb hír: Az első használatot követő napokban fogai folyamatosan fehéredni fognak.

Csaknem egy héten keresztül minden nap érezni fogja fogai folyamatos változását. Használja a szettben található Whitening Rinse és Whitening Rinse Accelerator sprayt 60 napon keresztül, hetente 1-2 alkalommal, hogy a tartós eredmény érdekében stabilizálja fogsora színét, és ezzel elérje az Ionic White fogfehérítő szett maximális hatását. Az Ionic White minden használatakor észrevehető lesz a változás, egészen addig, míg fogai teljesen fehérek nem lesznek. Csak tegye az Ionic White fogfehérítő használatát mindennapi fogápolási rutinjának a részévé.

Figyelmeztetés: Tartsa az Ionic White fogfehérítőt hűvös, száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napfénynek. A termék használata nem ajánlott gyermekek számára. A fehérítő gélek és sprayk használata után ne rágógumizzon, amíg száját alaposan ki nem öblítette. A használati utasításban feltüntetett periódusnál hosszabb ideig csak fogorvos ajánlásával és felügyelete alatt használja. Amennyiben fogszabályzót hord, ne használja az Ionic White-ot. Az Ionic White fogfehérítő szettet minden körülmények között a leírásban szereplőknek megfelelően használja!

Az elemek behelyezése: Távolítsa el az elem védőfóliáját. Vegye le az Ionic White led-aktivátor alsó részét, a jelzett helyen lefele húzva, hogy behelyezhesse az elemet. Helyezze be az elemet figyelve arra, hogy a + pólust és a – pólust a jelöléseknek megfelelően csatlakoztassa. Helyezze vissza az Ionic White led-aktivátor hátlapját. Próbálja ki a készülék működését az on/off gombok megnyomásával.

Használati útmutató: 1: Az Ionic White használata előtt minden esetben mosson alaposan fogat. 2: Vágja le a Whitening gél tubus (#1) tetejét, és a tubus teljes tartalmát nyomja rá az Ionic White led-aktivátor végén található fogsín felső részének közepére. A gél az alsó fogsorhoz majd magától folyik le. Tartsa távol a tubust az arcától, amikor levágja annak tetejét. 2: Vágja le a Whitening Accelerator gél tubus (#2) tetejét is, és nyomja a teljes tartalmát ugyanarra a helyre, ahova az előző gélt. (A Whitening gél és a Whitening Accelerator gél tubusai nincsenek teljesen tele töltve, csak az éppen szükséges mennyiség található bennük.) 3: Helyezze a szájába az Ionic White led-aktivátor fogsín részét és kapcsolja be a készüléket. Az optimális eredmény eléréséhez tartsa a készüléket a szájában mindvégig, amíg a készülék magától ki nem kapcsol (kb. 2 perc). 4: Vegye ki a készüléket, de a szájüregében maradt gélt tartsa a szájában. Csukott szájának mozgatásával dörzsölje a gélt a fogaihoz 5-7 percen keresztül, majd alaposan öblítse ki a száját. 5: Rögtön ezután még kétszer ismétlje meg a lépéseket az elsőtől a negyedik pontig.

A maximális hatékonysághoz használja a szettben található Whitening Rinse és Whitening Accelerator sprayt 60 napon keresztül 2-3 naponta. 1: Fújjon a fogsorára 6 fújást a Whitening Rinse sprayből, és 2 fújást a Whitening Accelerator sprayből. 2: Helyezze a szájába az Ionic White led-aktivátor fogsín részét és kapcsolja be a készüléket. Tartsa a készüléket a szájában mindvégig, amíg a készülék magától ki nem kapcsol. 3: Vegye ki a készüléket, de a szájüregében maradt folyadékot tartsa a szájában. Csukott szájának mozgatásával dörzsölje a folyadékot a fogaihoz 2 percen keresztül, majd alaposan öblítse ki a száját. 4: Élvezze gyönyörű mosolyát!

Gyakori kérdések: Milyen az íze? Az Ionic White fogfehérítő gélek és sprayk íze mentolos. Használható e műfogsorral rendelkezőknek? Sajnos nem. Az Ionic White csak természetes fogak esetében mutat eredményt. Miért fontos, hogy az Ionic White a fogak külső és belső részét is fehériti? Mert keresztül lehet látni rajtuk, és ha csak a külső részt fehéritjük, a belső rész elszíneződése láthatóvá válik. Miért kell mind a 2 fajta gélt használnom? Az első gél a fehéritést szolgálja, míg a második az ionos aktivátor. A gélek csak akkor kezdik el kifejteni hatásukat, amikor kölcsönhatásba kerülnek egymással. Mire való a Whitening Rinse és a Whitening Rinse Accelerator spray? Ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák, mint a gélek, csak kevésbé koncentrált mennyiségben. Ezek a sprayk a fehérités fokozására és megtartására szolgálnak. Van a fénynek káros hatása? A fény egy speciális frekvenciára van beállítva, ami aktiválja az ezüst ionokat, de csupán annyira ártalmas, mint a lakásában található bármely lámpa fénye. Miért van 6 gél a csomagban? Minden kezeléshez 2 gél tartozik. Az egyik gél a fehéritő a másik az ionaktiváló. A kezeléseket háromszor kell elvégezni rögtön egymás után, mindhárom alkalommal mindkét fajta gélből egyet-egyet felhasználva. Az ezt követő 60 napban a sprayket kell alkalmazni 2-3 naponta, a használati utasításnak megfelelően. Mit tegyek, ha az Ionic White fogsín nem fekszik a fogsoromra? A gél körbefolyik a fogakon, ezért a fogsínek nem kell tökéletesen passzolnia. Győződjön meg róla, hogy a fogsínt 2 percig a szájában tartja bekapcsolt állapotban, majd a fogsorán körbe forgatja a gélt vagy a folyadékot. A tubusban található gél kevés. Miért? Ez a megfelelő mennyiség. Használat közben a gél térfogata kitágul a szájban, és eljut az összes foghoz. Meddig tart a fehérités hatása? Ez mindenkinél változó lehet. Amennyiben dohányzik, vagy rendszeresen fogyaszt kávét, bort vagy szénsavas üdítőket, úgy fogai ismét besárgulhatnak, de az Ionic White rendszeres használatával megőrizheti fogainak fehérségét. Mennyi időn belül látok változást? A 21 perces első használat után azonnal látja majd a változást, és a fogai tovább fehérednek majd az ezt követő napokban is. Ne felejtse el használni a Whitening Rinse és a Whitening Rinse Accelerator sprayt, hogy megtartsa fogai fehérségét és fokozza fehéritő folyamatot. Hány árnyalattal lesznek fehérebbek a fogaim? Az Ionic White hatékonysága 100%-os, bár az eredmény változó. A fehérités mértéke függ attól, hogy milyen mértékben vannak elszíneződve a fogai, mi okozta a fogak elszíneződését, és mióta van a fogsora a jelenlegi mértékben elszíneződve. Ami biztos, hogy már az első kezelést követően is jelentős változást fog tapasztalni, ami ezután csak továbbfokozódik az Ionic White rendszeres használatával. Meddig kell a Ionic White készüléket a szánkban tartani? Minden kezelés alkalmával 2 percen keresztül, de nem okoz kárt, ha a lámpát ennél tovább használja. Amennyiben a fogai nagyon sárgák, használja az Ionic White készüléket hosszabb ideig, vagy alkalmazzon több gélt. Mi az Ionic szó jelentése az Ionic White nevében? A gél ezüstionokat tartalmaz, melyek az UV fény hatására aktiválódnak. Ezek az ezüst ionok okozzák a fehéritő anyagok gyorsabb és mélyebb behatolását a fogba. Fáj a kezelés? Egyáltalán nem. Az Ionic White használata semmilyen fájdalommal nem jár, bár esetenként a fogai érzékenyebbek lehetnek, azonban ez pár nap után meg is szűnik.

Figyelmeztetés: Az Ionic White fogfehérítő kizárólag kozmetikai célokra használható és nem minősül gyógyszernek vagy gyógyhatású készítménynek. A termék használata nem ajánlott azoknak akik fogszabályozót hordanak, fogínybetegségben szenvednek, akiknek a foga vagy a fogíny hajlamos a túlérzékenységre, akik fogszúvasodásban szenvednek, akik fogínye frissen operált, akiknek foggyökér vagy állkapocs problémáik vannak, akiknek allergiájuk van a termék bármely összetevőjével szemben. A fenti esetekben konzultáljon fogorvosával! Ne használja a terméket terhesség és szoptatás ideje alatt. A fehérítés ideje alatt kerülje a dohányzást és az erősen színező hatású termékek fogyasztását (pl. kávé, intenzív színű gyümölcsök, gyümölcslevek, szénsavas üdítők, tea). A terméket tartsa távol a gyerekektől! A termék gyermekek esetében szülői felügyelettel vagy fogorvosi javaslatra használható. Nagy mennyiségben történő lenyelés esetén forduljon orvoshoz. Amennyiben a termék a szemébe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki. A fogfehérítőt minden esetben használja a kezelési útmutató előírásai szerint. Az Ionic White fogfehérítő kifejlesztése alatt semmilyen állatkísérletet nem hajtottak végre.

Összetevők: Fehérítő gél (hidrogén-peroxid, glicerin, carbomer, polietilén-glykol 400, etanol, poliszorbát 80, mentol ízesítő, BHT, foszforsav), reagens gél (glicerin, carbomer, polietilén-glykol 400, etanol, poliszorbát 80, mentol ízesítő, ezüstion), fehérítő spray (hidrogén-peroxid, glicerin, citrát-sav, TCS-100P, Potassium sorbate, mentol ízesítő, víz), reagens spray (trihydroxymethyl aminomethane, TCS-100P, potassium sorbate, mentol ízesítő, glicerin, víz)

Forgalmazza: RIKO Magyarország Kft., 1012 Budapest, Pálya u. 2. A. ép. 3. em. 7.;

www.otthonifogfeherites.hu